

Esta reprodução de um coração humano real de uma mulher de 79 anos de idade foi criada a partir de arquivos DICOM e é exatamente como o coração real. Ele é feito de plástico transparente e possui as seguintes características:

**Opções de treinamento:**

- Treinamento e marketing de stent coronário;
- Teste de movimento de cateter R & D;
- Estudo da anatomia do coração; e
- Modelo de demonstração de treinamento médico.

**Anatomia / Patologias:**

- Calcificações da válvula aórtica e coronária;
- Coronárias transparentes, estéticas e ocas;
- Trabeculações do ventrículo esquerdo e direito, e principais músculos papilares; e
- Cortes para visualização nos ventrículos.



Modelo Transparente De Um Coração Humano



**Detalhe do Modelo Transparente**

## Dados do Produto

Tamanho: 7,5 x 6 x 9,3 cm

Peso: 1 kg

Código: R50320